

NAVIGAIT

Caractéristiques:

NAVIGAIT™ est une alternative pour les utilisateurs ayant une légère chute du pied. La quantité de dorsiflexion est facilement ajustée grâce à une spirale élastique pour répondre aux besoins spécifiques du patient.

Soutient la dorsiflexion de la cheville pendant la phase de balancement. Spirale élastique ajustable et facilement remplaçable. Contient une interface amovible. La quantité de dorsiflexion est ajustée par la position du laçage et avec la fixation Velcro® sur la plaque de protection du tibia. Son design discret le rend invisible sous un pantalon. La coque anterior peut être découpée avec des ciseaux si nécessaire.

L'accessoire enveloppant optionnel "4-FOOT Wrap" permet de porter NAVIGAIT™ avec des sandales, des chaussures sans point d'ancrage, ou pieds nus. Le wrap a un insert en plastique pour une stabilité accrue et des bandes de silicone antidérapantes pour le maintenir en place.



Gamme d'Application Recommandée:

Destiné à soutenir un pied lorsque la capacité de dorsiflexion active est réduite en raison de conditions telles que l'AVC, la sclérose en plaques, le syndrome post-poliomyélite ou une lésion de la moelle épinière.

Contraindications:

NAVIGAIT™ ne doit pas être utilisé par les patients présentant une spasticité ou un œdème sévère.

NAVIGAIT

ITEM	TAILLE	LONGUEUR ENTRE CHEVILLE & GENOU
284100010	TP	MOINS DE 9"
284100011	P/M	MOINS DE 11"
284100013	G/TG	PLUS DE 11"

ENVELOPPE '4-FOOT WRAP'

ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE AVANT-PIED
284150011	PETIT	8.25" - 9"
284150012	MOYEN	9" - 10.25"
284150013	GRAND	10.25" - 11.25"

