

## NEUROFLEX™ RESTORATIVE™ FLEX BOOT

### Fonction:

Confortablement et en toute sécurité traite inversion ou éversion, contractures pied/cheville, pied tombant et la flexion plantaire.

### Caractéristiques et Avantages

- Suspend le talon.
- Moulé à chaleur pour traiter presque tous les déformation du pied/cheville.
- Remouler pour amener progressivement l'articulation à la correction.
- Conception semi-rigide avec des propriétés de flexion permet les articulations d'atteindre la relaxation et continue ensuite l'étendue lente et douce.
- Semelle antidérapante sur demande



PRODUIT	GRANDEUR	LONGUEUR DU PIED
20734-S	PETIT	Jusqu'à 8"
20734-M	MOYEN	Jusqu'à 9½"
20734-L	GRAND	Jusqu'à 11"