

NEUROFLEX™ RESTORATIVE™ FLEX KNEE

Fonction:

Fournit un étirement passif à faible charge prolongé et traite les contractures de flexion du genou qui donnent une perte de mobilité. Traite les contractures de flexion légères à sévères.

Caractéristiques et Avantages:

- Rembourrage fournit le confort et réduit la pression sur la peau
- Votre professionnel de la santé peut remanier les poignets en plastique haute température pour les adapter aux jambes du patient..
- Les cadrans ajustables permettent des changements progressifs pour déplacer le joint vers l'alignement normal. Se fixe pour appliquer un étirement léger. Ajuster graduellement les cadrans pour amener l'articulation vers l'alignement normal et rallonger le tissu raccourci..
- L'orthèse fournit un effet de levier de 3 points semblables à l'étirement manuel, améliorant l'amplitude de mouvement.
- L'orthèse avec Technologie de Flexion se déplace avec le tonus musculaire ou la spasticité anormaux du patient. Les barres latérales fléchissent lorsque le patient tire vers l'intérieur, puis ramène l'articulation à la position préréglée.
- Confortable.



PRODUIT	TAILLE	CAG	GAM	CIRC. CUISSE	CIRC. MOLLET
20725C	ENFANT	5"	6"	8" - 12"	7" - 10"
20725S	PETIT	6½"	6½"	10" - 15"	8" - 12"
20725M	MOYEN	7½"	7½"	13" - 17"	10" - 15"
20725L	GRAND	8½"	8½"	16" - 22"	14" - 18"

