

O-104 CEINTURE DE NOMBRIL

Caractéristiques:

Sangle élastique avec fermeture Velcro à l'arrière et coussinet nombril interchangeable.

Indications:

- Réduction des hernies ombilicales.
- Bonne compression de la zone ombilicale.



ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DE TAILLE EN CM
O-104-7	7	73 - 83
O-104-8	8	84 - 91
O-104-9	9	92 - 99
O-104-10	10	100 - 107
O-104-11	11	108 - 120

O-105 CEINTURE DE NOMBRIL

Caractéristiques:

Ceinture élastique en tissu respirant et compressif avec fermeture ajustable. Elle est dotée d'un coussinet en silicone amovible, doublé de tissu en coton. Avec des renforts semi-rigides pour une adaptation optimale et pour éviter qu'elle ne se plie.

Indications:

- Réduction des hernies ombilicales.
- Bonne compression de la zone ombilicale.



ITEM	SIZE	WAIST CIRCUMFERENCE IN CM
O-105-1	1	70 - 95
O-105-2	2	95 - 125
O-105-3	3	125 - 150