

## GENOUILÈRE ÉLASTIQUE AVEC STABILISATEURS LATÉRAUX

### Caractéristiques:

Fabriquée en tissu élastique respirant, "sans coutures" pour éviter tout frottement gênant. Souple et très résistante, elle offre plus de confort et permet un ajustement anatomique en 3D ; elle comprend un insert viscoélastique de forme annulaire et des stabilisateurs latéraux assurant un meilleur contrôle médio-latéral.

### Fonction:

L'effet massant exercé par le matériau de compression et l'insert rotulien favorise la circulation et contribue à une résorption plus rapide des hématomes et des œdèmes. Zones de confort doublées d'un tissu jersey ultra-doux protégeant votre anatomie de toute oppression et compression indésirables.

### Indications:

- Arthrite
- Arthrosie
- Instabilités et traumatismes légers du genou
- Processus inflammatoires
- Support et protections dans le cadre d'une activité professionnelle et sportive



Design bilatéral s'ajuste au genou gauche ou droit

24 CM LONGUEUR	28 CM LONGUEUR	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU GENOU EN CM
OS6211-SM	OS6212-SM	PETIT	32 - 36
OS6211-MD	OS6212-MD	MOYEN	36 - 41
OS6211-LG	OS6212-LG	GRAND	41 - 48

