

## OS6230 COUDIÈRE ÉLASTIQUE AVEC INSERTS DE GEL

### Caractéristiques:

Fabriquée en tissu élastique respirant et “sans coutures” pour éviter tout frottement gênant; souple et très résistante, elle offre plus de confort et permet un ajustement anatomique en 3D; ses inserts viscoélastiques redistribuent la compression sur l'épicondyle et l'épitrôchlée; comprend une sangle de réglage élastique permettant un ajustement sélectif et individuel.

### Fonction:

Bien dosée, la compression soulage la douleur et contribue à réduire les tensions. Les inserts redistribuent la compression du bandage vers les tissus mous situés autour de la proéminence de l'épicondyle tout en exerçant un massage intermittent. Le tissu est plus souple dans la zone du coude afin d'éviter toute oppression et compression indésirables.

### Indications:

- Épicondylite
- Épitrôchléite
- Tendinite
- Contusions légères
- Processus inflammatoires
- Instabilités et traumatismes légers
- Support et protections dans le cadre d'une activité professionnelle et sportive



Design bilatéral s'ajuste au coude gauche ou droit

ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU COUDE EN CM
OS6230-SM	PETIT	22 - 26
OS6230-MD	MOYEN	26 - 30
OS6230-LG	GRAND	30 - 34

