

NOUVEAU

# Immobilisateur d'Épaule Outrigger II<sup>®</sup>



L'immobilisateur d'épaule en abduction Outrigger II<sup>™</sup> est suffisamment polyvalent pour se conformer aux différents protocoles de traitement.



Courroie de taille attachée à l'enveloppe d'écharpe



Courroie de taille attachée à l'enveloppe d'écharpe sans l'oreiller



Configuration de l'écharpe de bras

## Protocol de Traitement Progressif

Le Outrigger II fait la transition facilement de un immobilisateur pour l'abduction de l'épaule à un immobilisateur d'épaule à une écharpe d'épaule pour permettre un programme de régime progressif.

## Sécurité de l'Abduction Supplémentaire

Si désiré, les points d'attachement du courroie de taille sont facilement repositionnés de l'oreiller à l'enveloppe d'écharpe. Cela fournit la plus grande sécurité contre le mouvement d'abduction excessif.

## Coussinet Scapulaire Réglable

Une languette spéciale permet de facilement repositionner le coussinet scapulaire sur la courroie de l'épaule.



## Indications:

- Réparations de la coiffe des rotateurs
- Réparation de Bankart
- Capsulorrhaphie
- Dislocation ou subluxation gléno-humérale
- Entorse ou réparation des tissus mous de l'épaule

L'oreiller est conçu pour positionner le bras dans environ 15° de l'abduction.

Design bilatéral – convient à gauche ou à droite

No. Item	Grandeur	Mesures *
183752	Petit	Jusqu'à 13 1/2"
183754	Moyen	Jusqu'à 14 1/2"
183755	Grand	Jusqu'à 15 1/2"
183756	Très Grand	Jusqu'à 17 1/2"

Mesure de l'OLECRANE (la pointe du coude) à l'articulation MP (les doigts)

Medical Specialties, Inc.  
4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227  
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060

e-mail: request@medspec.com www.medspec.com  
Patent pending ©2014 Medical Specialties, Inc.

