

Harnais Pavlik pour traitement de la Dysplasie Développementale de la Hanche

Le harnais Pavlik Deluxe est utilisé dans le traitement de la dysplasie développementale de la hanche (DDH). Le DDH est traité en positionnant correctement la tête du fémur (os de la cuisse) à l'intérieur de l'orbite de la hanche. Cela permettra à l'articulation de la hanche de se développer normalement. La position correcte est atteinte lorsque les jambes du bébé sont fléchies à environ 90 degrés à 100 degrés et que les jambes sont déplacées sur le côté (abduction).

Caractéristiques:

- Sangles à code couleur pour un placement facile;
- Matériaux en peluche doux;
- Bien rembourré;
- Boucles en plastique lavables à la machine;
- Fermetures boucles et crochets durables;
- Facilement changé d'orteil fermé à ouvert;
- Maintient les jambes en position "grenouille" tout en permettant le mouvement de la hanche;
- Sans Latex.



CHAUSSETTES INTÉGRÉES

ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE THORACIQUE EN POUCES
PAVLIK XS	T-PETIT	12" - 14½"
PAVLIK SM	PETIT	14" - 16½"
PAVLIK MD	MOYEN	16½" - 18½"
PAVLIK LG	GRAND	18½" - 21½"

