

Vos patients souffrant de fasciite plantaire peuvent dormir sans problème avec l'attelle dorsale de nuit Phantom. La nouvelle conception de profile plus bas est tellement confortable qu'ils auront peine à réaliser qu'ils portent une attelle.

## Concept Dorsale

Nouvelle conception de profile plus bas est confortable et favorise le port par le patient. Il n'y a aucune surface rigide qui entre en contact avec la jambe opposée pendant le sommeil. Outre le fait d'être moins volumineux, le matériel CoolFlex est plus frais.

## Renforts en Aluminium Ajustable

Les renforts dorsales internes sont totalement cousinés et peuvent être pliées pour augmenter ou diminuer la dorsiflexion au niveau désiré.

## Surface Plantaire Antidérapante

Un matériel antidérapant est cousu sous la semelle afin de permettre une meilleure traction lorsque le patient doit se déplacer pendant la nuit.

## Tenseur Élastique

Un matériel élastique cousu sous la surface plantaire amène une tension additionnelle sur le fascia

## Indications:

- Fasciite plantaire
- Inflammation du Tendon d'Achille



Le concept bilatéral permet l'utilisation à gauche comme à droite.

Code de produit	Taille	Pointure Femmes	Pointure Hommes
264122	Petit	5½ - 8	4½ - 7
264124	Moyen	8½ - 11	7½ - 10
264125	Grand	11½ - 13½	10½ - 12½
264126	Très Grand	14 - 16	13 - 15
264127	TT-Grand	16 +	15 +