

## POP ÉCHARPE COUSSINÉE

Conçu pour fournir un niveau optimal de confort et de stabilisation d'épaule.

### Caractéristiques:

- Sangle d'épaule souple et rembourrée.
- Boucle du pouce.
- Matériau résistant à l'étirement, léger et respirant.
- Sans Latex

### Avantages:

- Facilement ajustable.
- Augmentez la fonctionnalité.
- Augmentez la durabilité
- Conformité élevée.



ITEM	TAILLE	MEASURES
5552309	UNIVERSEL	JUSQU'À 16"
5552301	TT-PETIT	JUSQU'À 12"
5552302	T-PETIT	JUSQU'À 13"
5552303	PETIT	JUSQU'À 14"
5552304	MOYEN	JUSQU'À 15"
5552305	GRAND	JUSQU'À 16"
5552306	T-GRAND	JUSQU'À 17"

Pour déterminer la taille appropriée, mesurer la distance linéaire entre le point olecranien (extrémité du coude) et la Se articulation MP (jointure).

