

## ORTHÈSE BENDEASE HAND

Fournit un soutien modéré et confortable de la main et du poignet après une blessure ou une chirurgie.

### Caractéristiques

- La base en mousse-sur-aluminium peut être remodelée par un professionnel de santé pour continuer le processus de récupération à mesure que le patient progresse.
- Soutien léger pour les extrémités douloureuses.
- La base s'étend sous le pouce, l'abductant progressivement et confortablement.
- Le rembourrage offre du confort et redistribue la pression sur la peau.
- Le codage par couleur aide à fixer correctement les sangles.
- Soutien confortable du pouce pour une perte légère d'amplitude de mouvement.
- Comprend des séparateurs de doigts optionnels qui peuvent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



GAUCHE	DROIT	TAILLE	LARGEUR DE MCP	POIGNET AUX DOIGTS
20715SL	20715SR	PETIT	Jusqu'à 3"	Jusqu'à 6½"
20715ML	20715MR	MOYEN	Jusqu'à 3½"	Jusqu'à 7"
20715LL	20715LR	GRAND	Jusqu'à 3¾"	Jusqu'à 8"
20715L	20715R	UNIVERSEL		

