

ORTHÈSE RESTORATIVE HAND

Fournit un soutien modéré et confortable de la main et du poignet, après une blessure ou une chirurgie.

Caractéristiques:

- La base en plastique haute température peut être remoulée par le professionnel de la santé pour poursuivre le processus de réparation à mesure que le patient s'améliore.
- Support léger pour les extrémités douloureuses.
- La base en plastique s'étend sous le pouce, l'enlevant progressivement confortablement.
- L'attelle Flex Technology se déplace avec le tonus musculaire anormal et la spasticité du patient pour plus de confort et aide à détendre le tonus.
- Le rembourrage offre du confort et réduit la pression sur la peau.
- Le code couleur facilite la fixation correcte de la sangle.
- Support confortable du pouce pour la gamme légère perdue.
- Disponible avec une attache dorsale dans toutes les tailles, ce qui est idéal pour une thérapie de mouvement induite contrainte.

Indications:

Traumatisme crânien / Accident vasculaire cérébral / Lésion de la moelle épinière / Paralysie cérébrale / Sclérose en plaques / Maladie de Parkinson



Codes de Produit

Adulte Régular: 20736

Pédiatrique Régular: 20717

Adulte avec Dorsale: 20736-MOD

Pédiatrique avec Dorsale: 20717-MOD

Taille Adulte

TAILLE	LARGEUR MPC	POIGNET AU DOIGTS
T-PETIT	2¾" - 3"	Jusqu'à 5"
PETIT	Jusqu'à 3"	Jusqu'à 6½"
MOYEN	Jusqu'à 3½"	Jusqu'à 7"
GRAND	Jusqu'à 3¾"	Jusqu'à 8"
T-GRAND	Jusqu'à 4"	Jusqu'à 9"

Taille Pédiatrique

TAILLE	LARGEUR MPC	POIGNET AU DOIGTS
BÉBÉ	1¼" - 2"	Jusqu'à 2½"
BAMBIN JR	1¼" - 2"	Jusqu'à 2½"
BAMBIN	2" - 2¼"	Jusqu'à 3"
ENFANT	2¼" - 2½"	Jusqu'à 4"
JEUNE	2¾" - 3"	Jusqu'à 5"

