

Ryno Lacer® II

Support lacé pour pouce et poignet



Avec sa conception en instance de brevet, le nouveau Ryno Lacer II fournit un tension égale à travers tous les lacets offrant le confort suprême, facilité d'application et une immobilisation supérieur du poignet et du pouce.

Lacer II Système de Fermeture

La conception unique de fermeture de lacet fournit la tension égale à travers tous les lacets pour générer facilement une compression uniforme pour un support incomparable. La tension peut être facilement ajustée pour les patients avec les circonférences disproportionnées du poignet et avant-bras.

Confort et Conformité

Une nouvelle doublure de feutre brevetée plus douce contient du polypropylène et évacue la transpiration de la peau. Mousse à mémoire dans la paume et autour de la base du pouce augmente le confort et le support.

Renforts Radiales, Palmaires et Dorsales

Trois renforts en aluminium immobilisent confortablement le poignet et le pouce. En plus, chaque renfort est amovible si désiré.

Indications

- Ténosynovite de De Quervain
- Pouce de Skieur
- Guérison suite au retrait d'un plâtre
- Certains blessures Scaphoïde



Ryno Lacer II Longue



Ryno Lacer II Court

Long Noir-Gauche	Long Noir-Droit	Taille
223711	223721	Très Petit
223712	223722	Petit
223714	223724	Moyen
223715	223725	Grand
223716	223726	Très Grand

Taille	Circ. Poignet
Très Petit	4 ³ / ₄ " - 5 ¹ / ₂ "
Petit	5 ¹ / ₂ " - 6 ¹ / ₄ "
Moyen	6 ¹ / ₄ " - 7"
Grand	7" - 7 ³ / ₄ "
Très Grand	7 ³ / ₄ " - 8 ¹ / ₂ "

Court Noir-Gauche	Court Noir-Droit	Taille
223731	223741	Très Petit
223732	223742	Petit
223734	223744	Moyen
223735	223745	Grand
223736	223746	Très Grand



Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060
e-mail: request@medspec.com www.medspec.com Patent pending

Ryno Lacer is a registered trademark of Medical Specialties, Inc. © 2017 Medical Specialties, Inc.

