

# Safe Boot™ II de Restorative

Traitement confortable des ulcères de talon, de flexion plantaire, alignement de la cheville et pied tombant.

## Caractéristiques et avantages :

- Le talon à brides de la botte relève le talon et évite les pressions prévenant ainsi le développement d'ulcères et permettant la guérison d'ulcères déjà existants.
- Maintient le pied du patient en dorsiflexion ce qui empêche le pied tombant ou les contractures du talon qui peuvent apparaître après de longues périodes d'alitement.
- Barre de rotation (béquille) qui, lorsqu'en extension en médial ou en latéral, empêche la rotation interne ou externe de la hanche et prévient ainsi les contractures de la hanche.
- Structure thermoformable.
- Le recouvrement externe peut être retiré pour être lavé.
- Apparence discrète pour une plus grande conformité.



Safe Boot™ II avec extension podale



Structure thermoformable de la Safe Boot™ II

Safe Boot™ II	Longueur du pied	Safe Boot™ Pédiatrique	Longueur du pied
Petit 20744-II-S	Jusqu'à 8"	20746-3*	3"
Moyen 20744-II-M	Jusqu'à 9.5"	20746-3.5*	3.5"
Grand 20744-II-L	Jusqu'à 11"	20746-4*	4"
T-Grand 20744-II-XL	Jusqu'à 13"	20746-5*	5"
		20746-6	6"
		20746-7	7"
		20746-8	8"

Le Safe Boot II et le Safe Boot Pédiatrique sont bilatérale et s'adapte au pied gauche ou droit.

\*Les courroies flexible ne sont pas disponible sur les modèles 3", 3.5", 4", et 5"

Téléphone: 1-866-334-4441  
 Courriel: csr@poportho.com  
 www.poportho.com



Professional Orthopedic Products