

Protecteur de Pouce en Suède



Un Support de Pouce facilement appliqué pour aider à contrôler la douleur due à l'arthrite, à la tendinite, ou au syndrome de Quervain.

Indications:

- Ténosynovite de deQuervain
- Pouce du Skieur
- Foulure ou entorse du pouce
- Suite au retrait d'un plâtre
- Suite à une chirurgie

Support & Confort Optimal

La doublure de suède perforé et feutre polypropylène permet à l'humidité de s'évaporer de la peau. En plus, la baleine en aluminium contournée anatomiquement et les courroies de fermeture élastique doux immobilise confortablement les articulations MP et CMC.

Système de Rétention "V-Strap" Breveté

Fournit une facilité extraordinaire puisque le "V" formé par la courroie de fermeture et l'attache en crochet empêche la ceinture de désengager avec la boucle en plastique lors de l'application ou le retrait du support de poignet.

Courroies de Fermeture de Pouce Doubles


La courroie élastique intérieure et la courroie de fermeture externe fonctionnent ensemble pour permettre une fermeture facile et sécuritaire autour du pouce.



Support de pouce court



Support de pouce long



Court	Taille	Long
223180	universel	223190