



# Supinator™

## Stabilisateur de Tendon Tibial Postérieur



Le Supinator est un orthèse confortable et relativement discret pour le traitement de la dysfonction du tendon tibial postérieur (PTTD). Avec sa conception en instance de brevet, le Supinator réduit la surpronation en appliquant une force de supination.

### Courroie d'Arche et Coussinet

La courroie d'arche fonctionne de concert avec un coussinet d'arche repositionnable pour soulever l'arche médian. Le coussinet d'arche peut aussi être enlevé pour permettre au Supinator d'être porté avec un orthèse.

### Courroie de Talon

La sangle du talon limite l'éversion du calcanéum (talon).

### Laçage Rapide

Le système de fermeture Speed Lacer II permet une application facile et offre une tension égale sur tous les lacets.

### Contreindications

- Entorse de la cheville latérale
- Instabilité latérale de la cheville.

### Indications

- Dysfonctionnement de tendon tibial postérieur (PTTD)
- Difformité de pied valgus adulte acquise
- Insuffisance de tendon tibial postérieure



Gauche	Droit	Taille	Circ. Cheville *
264251	264261	Très Petit	10" - 11"
264252	264262	Petit	11" - 12"
264254	264264	Moyen	12" - 13"
264255	264265	Grand	13" - 14"
264256	264266	Très Grand	14" - 15"

Pointure - homme	6-7	7 1/2-9	9 1/2-11	11 1/2-13	13 1/2-15
Pied étroit	pédi	tp	p	m	tg
Pied régulier	tp	p	m	g	tg
Pied large	s	m	g	tg	ttg
Pointure - femme	5-6	6 1/2-8	8 1/2-10	10 1/2-12	12 1/2-14
Pied étroit	pédi	tp	p	m	g
Pied régulier	tp	p	m	m	tg
Pied large	s	m	g	g	tg

\* Mesurant votre Circonférence de Cheville, tel que l'image



Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227  
 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
 e-mail: request@medspec.com www.medspec.com Patent Pending  
 Supinator is a trademark of Medical Specialties, Inc. © 2018 Medical Specialties, Inc.

