

# TeePee™

## Protecteur de Pouce



Cette conception unique, basée sur trois montants en aluminium, prend la forme d'un tipi qui supporte confortablement l'articulation MCP (métacarpo-phalangienne). Chacun des montants peut être thermoformé et facilement profilé afin de procurer un ajustement sur mesure. Le « TeePee » ne restreint aucunement le mouvement du poignet et s'ajuste au pouce gauche et droit (bilatéral).

### Prise de mesure pour le « TeePee »

Pour déterminer la grandeur appropriée, prendre la mesure linéaire entre la crête dorsale de l'articulation IP du pouce et le sommet du processus styloïde du radius.



Taille	Code de produit	Mesure
Très Petit	223081	Inférieure à 3 <sup>1/2</sup> ''
Petit	223082	3 <sup>1/2</sup> '' - 4 <sup>1/8</sup> ''
Moyen	223084	4 <sup>1/8</sup> '' - 4 <sup>5/8</sup> ''
Grand	223085	4 <sup>5/8</sup> '' - 5 <sup>1/8</sup> ''
Très Grand	223086	Supérieure à 5 <sup>1/8</sup> ''

Medical Specialties, Inc.  
4600-K Lebanon Rd.  
Charlotte, NC 28227  
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
e-mail: request@medspec.com  
www.medspec.com

©2007 Medical Specialties, Inc.

