

ORTHÈSE TELESCOPIQUE DE COUDE AVEC AMPLITUDE DE MOUVEMENT

Caractéristiques:

L'orthèse télescopique de coude avec amplitude de mouvement est un produit léger, malléable au bras, et confortable à porter qui permet au patient de reprendre les activités normales de la vie quotidienne en toute confiance. Dans la phase de guérison, le confort signifie la conformité.

Avantages du Produit Clinique

- Taille universelle et est disponible en gauche ou droit.
- Paramètres A-D-M facile de 0 à 120 degrés.
- Le bouton d'une seule touche permet de régler facilement les bras télescopiques.
- Tige d'aluminium léger.
- Un rembourrage confortable de la sangle et du brassard réduit la migration.
- Conception durable de l'anneau en D pour aider à restreindre le mouvement.
- Sangles Velcro réglables et ajustables de qualité médicale pour un dimensionnement optimal. Manches malléables du biceps et de l'avant-bras.
- Rembourrage condyle latéral.
- Accessoire de sangle d'épaule en optionnel pour les patients nécessitant une position de "écharpe".



Indications:

- Contrôle de l'amplitude de mouvement après la blessure.
- Fractures stables du coude, de l'humérus distal, du rayon proximal ou du cubitus.
- Blessures ou réparations des tendons et des ligaments.
- Reconstructions ligamentaires collatérales.
- Luxations du coude.
- Hyperextension du coude.
- Libération de l'épicondylite latérale.
- Réparation du tendon du triceps.
- Lésions ou transposition du nerf ulnaire.



ITEM	TAILLE
18-9000	DROIT UNIVERSEL
18-9001	GAUCHE UNIVERSEL