



▶ FAST-FIX® ANTI-EQUINUS
QR Video

NOUVELLE GÉNÉRATION

CHEVILLE-PIED ORTHÈSE Fast-fix®

Ingénierie et conception
améliorées par le graphène

Un produit destiné aux patients ayant
besoin d'une assistance à la marche **pour
retrouver leur bien-être et leur qualité de
vie.**

NOUVEAU
DESIGN



Design testé



Recyclable



100%
fabriqué en Espagne



Orthèse Cheville-Pied - (Leaf Spring AFO)



TP-2102I (Left) Désassemblé

TP-2102I (Left) Désassemblé

Indications:

- En général, les patients affectés par une limitation de la dorsiflexion du pied ou une déformation en équin.
- Hémiplégie due à des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et troubles associés à une paralysie flasque.
- Rétraction du tendon d'Achille.
- Lésions du nerf sciatique poplité externe.
- Cette orthèse est particulièrement contre-indiquée pour les patients présentant des déviations en varus ou valgus de l'arrière-pied et une paralysie spastique.

Effets:

- Préviens la déformation du pied équin / le pied tombant

Couleur:

Noir.

Grandeur	Grandeur Soulier	Hauteur (cm)
1	35-37	29
2	38-40	32
3	41-43	34
4	44-46	37



POWERED BY
RAPHENE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

COUITIN RESPIRANT
AVEC DÉCOUPE

FERMETURE
SEMI-AUTOMATIQUE

ONE
HAND&
ON



HAUTEUR AMÉLIORÉE

PLAQUE PLANTAIRE
PLUS LARGE

SEMELLE AVEC
DÉCOUPE

LARGE ZONE POUR UNE
MEILLEURE PRISE EN MAIN

RENFORT EN FOMRE
DE X SUR L'ATTELLE

TALON ÉLARGI

