

ORTHÈSE D'HUMÉRUS EN THERMOPLASTIQUE

Caractéristiques:

Orthèse pour humérus en deux parties, thermodimensionnée, en polyéthylène basse densité, sangles d'ajustement de velours et système de fixation par micro-crochet. Peut être coupé à la longueur souhaitée, couplé avec des languettes en polyéthylène de 1 mm. Rembourrage interne en plastazote.

Indications:

- Fractures diaphysaires de l'humérus.
- Traitement post-chirurgical des fractures et contrôle de l'instabilité de la zone fracturée au cours du processus de guérison.



ITEM	TAILLE	PROXIMAL EN CM "A"	DISTAL EN CM "B"	VARIANCE
TP-6400XS	TRÈS PETIT	25	22	±3
TP-6400SM	PETIT	27	24	±3
TP-6400MD	MOYEN	30	27	±4
TP-6400LG	GRAND	32	29	±4
TP-6400XL	TRÈS GRAND	34	31	±4

