



# Tripod Lacer II<sup>TM</sup>

## Support de Poignet



Le support de poignet Tripod Lacer II offre une immobilisation améliorée et une facilité d'application. En plus du contrôle de la flexion-extension, le Tripod Lacer II résiste à la déviation radiale-ulnaire et son design breveté assure une tension égale sur tous les lacets.

### Immobilisation

Les attelles en aluminium ulnaire, palmaire et dorsale travaillent ensemble pour restreindre la déviation radiale-ulnaire et minimiser la flexion-extension du poignet. La sangle du pouce possède une interface supplémentaire à crochets et boucles pour plus de sécurité. Les attelles ulnaire et palmaire peuvent être retirées si désiré pour un protocole de traitement progressif.

### Système de Fermeture Lacer II

Le design breveté du système de fermeture à lacets offre une tension égale sur tous les lacets pour générer facilement une compression uniforme et un soutien inégalé. La tension est facilement ajustable pour les patients ayant des circonférences disproportionnées de l'avant-bras et du poignet.

### Confort Optimal

La doublure en feutre polymère et le suède perforé permettent à l'humidité de s'évaporer de la peau et améliorent la conformité des patients.



### Indications:

- Soins post-fracture.
- Soins post-opératoires.
- Syndrome du canal carpien.
- Entorses ou foulures du poignet.

Taille	8" Gauche	8" Droit	Circonférence Poignet
T-Petit	224001	224011	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " - 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
Small	224002	224012	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " - 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
Moyen	224004	224014	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " - 7"
Grand	224005	224015	7" - 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
T-Grand	224006	224016	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " - 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "

