

## BANDE HERNIAIRE RENFORCÉ AVEC FERMETURE VELCRO



### Caractéristiques:

Ceinture élastique avec fermeture Velcro, coussins anatomiques étendus avec des sangles sous les fesses et fixés sur les côtés.

### Indications:

- Hernies inguinales réductibles latérales (droite ou gauche) et bilatérales (droite et gauche).
- Compression et réduction des hernies, confinement maximal et confort.



GAUCHE	DROIT	BILATÉRAL	TAILLE	PERIMÈTRE EN CM
I-112XS	D-111XS	B-110XS	7	70 - 78
I-112SM	D-111SM	B-110SM	8	78 - 86
I-112MD	D-111MD	B-110MD	9	86 - 94
I-112LG	D-111LG	B-110LG	10	94 - 102
I-112XL	D-111XL	B-110XL	11	102 - 110
I-112XXL	D-111XXL	B-110XXL	12	110 - 120

