



IMMOBILISATEUR ÉPAULE avec ÉCHARPE & BANDE EN MOUSSE UNIVERSEL

La bande de fermeture de contact sur cet immobilisateur d'épaule offre au patient un soutien et une immobilisation exceptionnels. Les sangles croisées pour l'épaule assurent un confort supérieur.



Pour déterminer la taille appropriée, mesurez la distance linéaire du processus d'olecranon (bout de coude) au 5^{ème} joint de MP (l'articulation)

| ITEM # | TAILLE |
|--------|-----------|
| 183600 | Universel |