

Spina® II - Orthèse Spinal

SPINA® II Orthèse Spinal en Plastique Léger

Orthèse en plastique traditionnel avec une doublure douce de peluche. Les courroies de 2" sont faites avec du Velcro sur les deux cotés et sont ajustable aux deux extrémités qui fournissent une large gamme de flexibilité.

Modèle d'Hommes I200, Modèle de Femmes I201



SPINA® II Knight-Taylor Orthèse Spinal

Un orthèse spinale "Knight-Taylor" traditionnel en plastique avec une doublure douce de peluche 3/8" avec fermeture velcro. Le devant du tablier est le même matériel doux de peluche 3/8" avec les renfort verticaux et boucles en plastique durable de 2". Les courroies de 2" sont faites en velcro et sont ajustable aux deux extrémités qui fournissent une large gamme de flexibilité. Les courroies d'épaules ajustables avec les blocs de mousse axillaires.

Modèle d'Hommes I275, Modèle de Femmes I276

Classement de Taille

Le classement de taille ci-dessous s'applique aux deux modèles ci-dessus. Les mesures sont pour les modèle bas-profile pour hommes et femmes.

TAILLE	CIRCONFÉRENCE DES HANCHES EN POUCES
PETIT	30" - 35"
MOYEN	36" - 41"
GRAND	42" - 47"
T-GRAND	48" - 52"



Mâle Devant



Femelle Devant