



Wrist Lacer™ II

Support de Poignet



Avec sa conception en instance de brevet, le nouveau Wrist Lacer II fournit une tension égale à travers tous les quatre lacets, offrant un confort suprême, une immobilisation et une facilité d'application.



8" support de poignet

Ajustement et Immobilisation

Le pad palmaire bleu offre un support amélioré en correspondant au contour de la paume. Les renforts d'aluminium dorsale et palmaire sont amovibles pour permettre aux professionnels de la santé de les plier pour créer un ajustement personnalisé.

Lacer II Système de Fermeture

Fermeture en lacets fournit la tension égale à travers tous les lacets pour fournir une compression uniforme pour un support incomparable. La tension peut être ajustée pour les circonférences disproportionnées.



Confort Optimal

Le tampon à l'intérieur du stockinette protège les tendons en rembourrant le lacet distal à la base du pouce. La doublure de feutre en polypropylène et suède perforée permettent à l'humidité de s'évaporer de la peau, améliorant ainsi la conformité du patient.



10 1/2" support de poignet et avant-bras

Indications

Syndrome du canal carpien;
Foulure ou entorse du poignet;
Suite au retrait d'un plâtre;
Suite à une chirurgie.

Taille	8" Noir Gauche	8" Noir Droit
Pédiatrique	223329	223339
Très Petit	223321	223331
Petit	223322	223332
Moyen	223324	223334
Grand	223325	223335
Très Grand	223326	223336
TT-Grand	223327	223337

Taille	Circ. Poignet
Pédi	moins de 4 3/4"
Très Petit	4 3/4" - 5 1/2"
Petit	5 1/2" - 6 1/4"
Moyen	6 1/4" - 7"
Grand	7" - 7 3/4"
Très Grand	7 3/4" - 8 1/2"
TT Grand	8 1/4" - 10"

Taille	10 1/2" Noir Gauche	10 1/2" Noir Droit
T-Petit	223361	223371
Petit	223362	223372
Moyen	223364	223374
Grand	223365	223375
T-Grand	223366	223376

